

*Esta instrução de uso é aplicável aos itens descritos a seguir:*

**“Fixador Externo ST.A.R.90 F4 Tíbio Tarsal”**

F4- 2725; F4-2726

## **MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO**

### **Fixador Externo ST.A.R.90 F4 Tíbio Tarsal**

#### **INDICAÇÃO DE USO**

O Fixador Externo ST.A.R.90F4 Tíbio Tarsal é indicado para fraturas articulares expostas ou infectadas do tornozelo e das fraturas da região tibial.

#### **PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO**

O fixador apresenta uma parte central de formato cilíndrico feita de material RADIO-TRANSPARENTE: permite um melhor monitoramento radiográfico da evolução do processo de consolidação; ao contrário na porção distal foi utilizado material metálico em liga leve, capaz de garantir uma melhor confiabilidade mecânica do acoplamento com os pinos ( estes possuem registro à parte). O corpo do fixador (F4-2000), possui registro á parte. O dispositivo está caracterizado por uma junta que se deixada livre, garante uma excursão angular total de 80°; se necessário é possível travar o grampo em posição neutra, ou seja, "repouso articular", simplesmente apertando um parafuso. O "entre eixos" dos pinos distais é fixo, mas o eixo cilíndrico têm a possibilidade de girar em 360° permitindo assim poder escolher o ponto ideal de cravamento.

#### **MODO DE USO**

Todos os dispositivos da Citieffe são indicados para o uso por profissionais. Os cirurgiões necessitam conhecer os processos de fixação ortopédica.

#### **MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO / LIMPEZA**

Óxido de Etileno

#### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Armazene em temperatura entre 10°C e 40°C.Em ambiente seco, fresco e ao abrigo da luz. Os dispositivos devem ser armazenados em local adequado e não devem ser danificados. Em tais condições o produto pode ser utilizado até a data de vencimento da esterilização, exceto se houver danos na embalagem.

#### **CONDIÇÕES DE TRANSPORTE**

Os dispositivos devem ser transportados em local seco e fresco, com temperatura ambiente (10- 40°C) e umidade relativa em torno de 30%. O transporte deve ser feito de modo adequado, para evitar queda e danos em sua embalagem original.

#### **CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO**

Quando o dispositivo estiver sendo removido de sua embalagem original, as regras de assepsia devem ser observadas.

#### **Advertências**

Se o dispositivo estiver com suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou seja suspeito de ter sofrido dano, não pode ser usado e deve retornar para o fornecedor. O mesmo ocorre com a verificação do estado da embalagem, se for verificado o estado de violação ou descaracterização do produto, o mesmo deve ser devolvido ao fornecedor. O fabricante não recomenda a reesterilização, por não garantir o desempenho atribuído ao produto, sendo de inteira responsabilidade do usuário, cirurgião e/ou hospital.

**Fabricante:**

Citiefte S.r.l.  
Via Armaroli, 21  
40012 Calderara di Reno  
Bologna – Itália  
Tel +39 051 72 18 50  
Fax +39 051 72 18 70  
Site: [www.citiefte.com](http://www.citiefte.com)

**Distribuidor/ Importador:**

Bone Surgical Equipamentos Médicos Eireli.  
C.N.P.J / M.F: 04.408.009/0001-97 I.E.  
110.129.500.117  
Rua Vergueiro, n.º 2.016 – 1º e 2º andar -  
Vila Mariana  
Cep.: 04102-000 São Paulo – SP /  
Fone.: (0xx 11) 5904-0215  
Resp. Técnico: Maria Cristina Ferrari  
Bruzadin  
COREN-SP n.º 140236277  
Site: [www.bonesurgical.com.br](http://www.bonesurgical.com.br)  
E-mail: [bonesurgical@bonesurgical.com.br](mailto:bonesurgical@bonesurgical.com.br)

<b>Representante do Responsável Legal</b>	<b>Responsável Técnica</b>
Gilmar Ferreira Do Nascimento RG n.º 26.464.683-5	Maria Cristina Ferrari Bruzadin COREN-SP n.º 14023627