

Esta instrução de uso é aplicável aos itens descritos a seguir:

Lâmina de Serra – Estéril

Componentes já cadastrados

1401-9025100-Lâmina de serra, profundidade do corte 90mmx25mm de largura, espessura 1.00mm calibrado, conexão Synthes AO; 1401-9025127-Lâmina de serra, profundidade do corte 90mmx25mm de largura, espessura 1.27mm calibrado, conexão Synthes AO; 1401-9025137-Lâmina de serra, profundidade do corte 90mmx25mm de largura, espessura 1.37mm calibrado, conexão Synthes AO; 1401-9019100-Lâmina de serra, profundidade do corte 90mmx19mm de largura, espessura 1.00mm calibrado, conexão Synthes AO; 1401-9019127-Lâmina de serra, profundidade do corte 90mmx19mm de largura, espessura 1.27mm calibrado, conexão Synthes AO; 1401-9019137-Lâmina de serra, profundidade do corte 90mmx19mm de largura, espessura 1.37mm calibrado, conexão Synthes AO; 1401-9013100-Lâmina de serra, profundidade do corte 90mmx13mm de largura, espessura 1.00mm calibrado, conexão Synthes AO; 1401-9013127-Lâmina de serra, profundidade do corte 90mmx13mm de largura, espessura 1.27mm calibrado, conexão Synthes AO; 1401-9013137-Lâmina de serra, profundidade do corte 90mmx13mm de largura, espessura 1.37mm calibrado, conexão Synthes AO; 1403-9019100-Lâmina de serra, profundidade do corte 85mmx19mm de largura, espessura 1.00mm calibrado, conexão Aesculap; 1403-9019127-Lâmina de serra, profundidade do corte 90mmx19mm de largura, espessura 1.27mm calibrado, conexão Aesculap; 1403-9019137-Lâmina de serra, profundidade do corte 90mmx19mm de largura, espessura 1.37mm calibrado, conexão Aesculap; 1405-9023100-Lâmina de serra, profundidade do corte 90mmx23mm de largura, espessura 1.00mm calibrado, conexão Stryker System 6; 1405-9023127-Lâmina de serra, profundidade do corte 90mmx23mm de largura, espessura 1.27mm calibrado, conexão Stryker System 6.

Novos componentes

1401-5013089-Lâmina de serra 50x13x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
5013100-Lâmina de serra 50x13x1,00mm - conexão Synthes AO; 1401-
5013119-Lâmina de serra 50x13x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
5013127-Lâmina de serra 50x13x1,27mm - conexão Synthes AO; 1401-
5013137-Lâmina de serra 50x13x1,37mm - conexão Synthes AO; 1401-
5013147-Lâmina de serra 50x13x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
7013089-Lâmina de serra 70x13x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
7013100-Lâmina de serra 70x13x1,00mm - conexão Synthes AO; 1401-
7013119-Lâmina de serra 70x13x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
7013127-Lâmina de serra 70x13x1,27mm - conexão Synthes AO; 1401-
7013137-Lâmina de serra 70x13x1,37mm - conexão Synthes AO; 1401-
7013147-Lâmina de serra 70x13x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
9013089-Lâmina de serra 90x13x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
9013119-Lâmina de serra 90x13x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
9013147-Lâmina de serra 90x13x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
5019089-Lâmina de serra 50x19x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
5019100-Lâmina de serra 50x19x1,00mm - conexão Synthes AO; 1401-
5019119-Lâmina de serra 50x19x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
5019127-Lâmina de serra 50x19x1,27mm - conexão Synthes AO; 1401-
5019137-Lâmina de serra 50x19x1,37mm - conexão Synthes AO; 1401-
5019147-Lâmina de serra 50x19x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
7019089-Lâmina de serra 70x19x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
7019100-Lâmina de serra 70x19x1,00mm - conexão Synthes AO; 1401-
7019119-Lâmina de serra 70x19x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
7019127-Lâmina de serra 70x19x1,27mm - conexão Synthes AO; 1401-
7019137-Lâmina de serra 70x19x1,37mm - conexão Synthes AO; 1401-
7019147-Lâmina de serra 70x19x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
9019089-Lâmina de serra 90x19x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
9019119-Lâmina de serra 90x19x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
9019147-Lâmina de serra 90x19x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
10019089-Lâmina de serra 100x19x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
10019100-Lâmina de serra 100x19x1,00mm - conexão Synthes AO; 1401-

10019119-Lâmina de serra 100x19x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
 10019127-Lâmina de serra 100x19x1,27mm - conexão Synthes AO; 1401-
 10019137-Lâmina de serra 100x19x1,37mm - conexão Synthes AO; 1401-
 10019147-Lâmina de serra 100x19x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
 10519089-Lâmina de serra 105x19x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
 10519100-Lâmina de serra 105x19x1,00mm - conexão Synthes AO; 1401-
 10519119-Lâmina de serra 105x19x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
 10519127-Lâmina de serra 105x19x1,27mm - conexão Synthes AO; 1401-
 10519137-Lâmina de serra 105x19x1,37mm - conexão Synthes AO; 1401-
 10519147-Lâmina de serra 105x19x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
 11019089-Lâmina de serra 110x19x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
 11019100-Lâmina de serra 110x19x1,00mm - conexão Synthes AO; 1401-
 11019119-Lâmina de serra 110x19x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
 11019127-Lâmina de serra 110x19x1,27mm - conexão Synthes AO; 1401-
 11019137-Lâmina de serra 110x19x1,37mm - conexão Synthes AO; 1401-
 11019147-Lâmina de serra 110x19x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
 12019089-Lâmina de serra 120x19x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
 12019100-Lâmina de serra 120x19x1,00mm - conexão Synthes AO; 1401-
 12019119-Lâmina de serra 120x19x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
 12019127-Lâmina de serra 120x19x1,27mm - conexão Synthes AO; 1401-
 12019137-Lâmina de serra 120x19x1,37mm - conexão Synthes AO; 1401-
 12019147-Lâmina de serra 120x19x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
 9022089-Lâmina de serra 90x22x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
 9022100-Lâmina de serra 90x22x1,00mm - conexão Synthes AO; 1401-
 9022119-Lâmina de serra 90x22x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
 9022127-Lâmina de serra 90x22x1,27mm - conexão Synthes AO; 1401-
 9022137-Lâmina de serra 90x22x1,37mm - conexão Synthes AO; 1401-
 9022147-Lâmina de serra 90x22x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
 5025089-Lâmina de serra 50x25x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
 5025100-Lâmina de serra 50x25x1,00mm - conexão Synthes AO; 1401-
 5025119-Lâmina de serra 50x25x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
 5025127-Lâmina de serra 50x25x1,27mm - conexão Synthes AO; 1401-
 5025137-Lâmina de serra 50x25x1,37mm - conexão Synthes AO; 1401-

5025147-Lâmina de serra 50x25x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
7025089-Lâmina de serra 70x25x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
7025100-Lâmina de serra 70x25x1,00mm - conexão Synthes AO; 1401-
7025119-Lâmina de serra 70x25x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
7025127-Lâmina de serra 70x25x1,27mm - conexão Synthes AO; 1401-
7025137-Lâmina de serra 70x25x1,37mm - conexão Synthes AO; 1401-
7025147-Lâmina de serra 70x25x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
9025089-Lâmina de serra 90x25x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
9025119-Lâmina de serra 90x25x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
9025147-Lâmina de serra 90x25x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
10025089-Lâmina de serra 100x25x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
10025100-Lâmina de serra 100x25x1,00mm - conexão Synthes AO; 1401-
10025119-Lâmina de serra 100x25x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
10025127-Lâmina de serra 100x25x1,27mm - conexão Synthes AO; 1401-
10025137-Lâmina de serra 100x25x1,37mm - conexão Synthes AO; 1401-
10025147-Lâmina de serra 100x25x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
10525089-Lâmina de serra 105x25x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
10525100-Lâmina de serra 105x25x1,00mm - conexão Synthes AO; 1401-
10525119-Lâmina de serra 105x25x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
10525127-Lâmina de serra 105x25x1,27mm - conexão Synthes AO; 1401-
10525137-Lâmina de serra 105x25x1,37mm - conexão Synthes AO; 1401-
10525147-Lâmina de serra 105x25x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
11025089-Lâmina de serra 110x25x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
11025100-Lâmina de serra 110x25x1,00mm - conexão Synthes AO; 1401-
11025119-Lâmina de serra 110x25x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
11025127-Lâmina de serra 110x25x1,27mm-conexão Synthes AO; 1401-
11025137-Lâmina de serra 110x25x1,37mm - conexão Synthes AO; 1401-
11025147-Lâmina de serra 110x25x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-
12025089-Lâmina de serra 120x25x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-
12025100-Lâmina de serra 120x25x1,00mm - conexão Synthes AO; 1401-
12025119-Lâmina de serra 120x25x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-
12025127-Lâmina de serra 120x25x1,27mm - conexão Synthes AO; 1401-
12025137-Lâmina de serra 120x25x1,37mm - conexão Synthes AO; 1401-

12025147-Lâmina de serra 120x25x1,47mm - conexão Synthes AO; 1401-9031089-Lâmina de serra 90x31x0,89mm - conexão Synthes AO; 1401-9031100-Lâmina de serra 90x31x1,00mm - conexão Synthes AO; 1401-9031119-Lâmina de serra 90x31x1,19mm - conexão Synthes AO; 1401-9031127-Lâmina de serra 90x31x1,27mm - conexão Synthes AO; 1401-9031137-Lâmina de serra 90x31x1,37mm - conexão Synthes AO; 1401-9031147-Lâmina de serra 90x31x1,47mm - conexão Synthes AO; 14011-8010010-Lâmina de serra 80x10x1,0mm - conexão Synthes AO; 1401-184003-Lâmina de serra 18x4x0,3mm - conexão Synthes AO; 1401-276004-Lâmina de serra 27x6x0,4mm - conexão Synthes AO; 1401-459504-Lâmina de serra 45x9,5x0,4mm - conexão Synthes AO; 1401-2510004-Lâmina de serra 25x10x0,4mm - conexão Synthes AO; 1401-4810004-Lâmina de serra 48x10x0,4mm - conexão Synthes AO; 1401-2314004-Lâmina de serra 23x14x0,4mm - conexão Synthes AO; 1401-4814004-Lâmina de serra 48x14x0,4mm - conexão Synthes AO; 1401-6815006-Lâmina de serra 68x15x0,6mm - conexão Synthes AO; 1401-952212-Lâmina de serra 95x22x1,2mm - conexão Synthes AO; 1401-482704-Lâmina de serra 48x27x0,4mm - conexão Synthes AO; 1401-682706-Lâmina de serra 68x27x0,6mm - conexão Synthes AO; 1401-682708-Lâmina de serra 68x27x0,8mm - conexão Synthes AO; 1401-682710-Lâmina de serra 68x27x1,0mm - conexão Synthes AO; 1401-715006-Lâmina de serra 71x50x0,6mm - conexão Synthes AO; 14012-356004-Lâmina de serra 35x6x0,4mm - conexão Synthes AO; 14011-601006-Lâmina de serra 60x10x0,6mm - conexão Synthes AO; 14011-601008-Lâmina de serra 60x10x0,8mm - conexão Synthes AO; 14011-601010-Lâmina de serra 60x10x1,0mm - conexão Synthes AO; 14011-681210-Lâmina de serra 68x12x1,0mm - conexão Synthes AO; 14011-801008-Lâmina de serra 80x10x0,8mm - conexão Synthes AO; 14011-801011-Lâmina de serra 80x10x1,1mm - conexão Synthes AO; 14010-184103-Lâmina de serra 18x4,1x0,3mm - conexão Synthes Colibri; 14010-316103-Lâmina de serra 31x6,1x0,3mm - conexão Synthes Colibri; 14010-156903-Lâmina de serra 15x6,9x0,3mm - conexão Synthes Colibri; 14010-227903-Lâmina de serra 22x7,9x0,3mm - conexão Synthes Colibri; 14010-149905-Lâmina de serra

14x9,9x0,5mm - conexão Synthes Colibri; 14010-159903-Lâmina de serra
 15x9,9x0,3mm - conexão Synthes Colibri; 14010-3110103-Lâmina de serra
 31x10,1x0,3mm - conexão Synthes Colibri; 14010-5010204-Lâmina de serra
 50x10,2x0,4mm - conexão Synthes Colibri; 14010-2710904-Lâmina de serra
 27x10,9x0,4mm - conexão Synthes Colibri; 14010-301105-Lâmina de serra
 30x11x0,5mm - conexão Synthes Colibri; 14010-2011703-Lâmina de serra
 20x11,7x0,3mm - conexão Synthes Colibri; 14010-2714304-Lâmina de serra
 27x14,3x0,4mm - conexão Synthes Colibri; 14010-501404-Lâmina de serra
 50x14x0,4mm - conexão Synthes Colibri; 14010-26514905-Lâmina de serra
 26,5x14,9x0,5mm - conexão Synthes Colibri; 14010-151603-Lâmina de serra
 15x16x0,3mm - conexão Synthes Colibri; 14010-26521605-Lâmina de serra
 26,5x21,6x0,5mm - conexão Synthes Colibri; 14010-5019804-Lâmina de serra
 50x19,8x0,4mm - conexão Synthes Colibri; 14010-5026504-Lâmina de serra
 50x26,5x0,4 mm - conexão Synthes Colibri; 14010-139905-Lâmina de serra
 13x9,9x0,5mm - conexão Synthes Colibri; 14010-25514905-Lâmina de serra
 25,5x14,9x0,5mm - conexão Synthes Colibri; 14010-25521605-Lâmina de serra
 25,5x21,6x0,5mm - conexão Synthes Colibri; 14013-136002-Lâmina de serra
 13x6,0x0,2mm - conexão Synthes Colibri; 14013-138002-Lâmina de serra
 13x0,8x0,2mm - conexão Synthes Colibri; 14013-188002-Lâmina de serra
 18x8,0x0,2mm - conexão Synthes Colibri; 14014-249506-Lâmina de serra
 24x9,5x0,6mm - conexão Synthes Colibri; 14014-349506-Lâmina de serra
 34x9,5x0,6mm - conexão Synthes Colibri; 14014-501408-Lâmina de serra
 50x14x0,8mm - conexão Synthes Colibri; 1402-5013089-Lâmina de serra
 50x13x0,89mm - conexão Aesculap; 1402-5013100-Lâmina de serra
 50x13x1,00mm - conexão Aesculap; 1402-5013119-Lâmina de serra
 50x13x1,19mm - conexão Aesculap; 1402-5013127-Lâmina de serra
 50x13x1,27mm - conexão Aesculap; 1402-5013137-Lâmina de serra
 50x13x1,37mm - conexão Aesculap; 1402-5013147-Lâmina de serra
 50x13x1,47mm - conexão Aesculap; 1402-9013089-Lâmina de serra
 90x13x0,89mm - conexão Aesculap; 1402-9013100-Lâmina de serra
 90x13x1,00mm - conexão Aesculap; 1402-9013119-Lâmina de serra
 90x13x1,19mm - conexão Aesculap; 1402-9013127-Lâmina de serra
 90x13x1,27mm - conexão Aesculap; 1402-9013137-Lâmina de serra

90x13x1,37mm	-	conexão	Aesculap;	1402-9013147-Lâmina	de	serra
90x13x1,47mm	-	conexão	Aesculap;	1402-5019089-Lâmina	de	serra
50x19x0,89mm	-	conexão	Aesculap;	1402-5019100-Lâmina	de	serra
50x19x1,00mm	-	conexão	Aesculap;	1402-5019119-Lâmina	de	serra
50x19x1,19mm	-	conexão	Aesculap;	1402-5019127-Lâmina	de	serra
50x19x1,27mm	-	conexão	Aesculap;	1402-5019137-Lâmina	de	serra
50x19x1,37mm	-	conexão	Aesculap;	1402-5019147-Lâmina	de	serra
50x19x1,47mm	-	conexão	Aesculap;	1402-7019089-Lâmina	de	serra
70x19x0,89mm	-	conexão	Aesculap;	1402-7019100-Lâmina	de	serra
70x19x1,00mm	-	conexão	Aesculap;	1402-7019119-Lâmina	de	serra
70x19x1,19mm	-	conexão	Aesculap;	1402-7019127-Lâmina	de	serra
70x19x1,27mm	-	conexão	Aesculap;	1402-7019137-Lâmina	de	serra
70x19x1,37mm	-	conexão	Aesculap;	1402-7019147-Lâmina	de	serra
70x19x1,47mm	-	conexão	Aesculap;	1402-9019089-Lâmina	de	serra
90x19x0,89mm	-	conexão	Aesculap;	1402-9019100-Lâmina	de	serra
90x19x1,00mm	-	conexão	Aesculap;	1402-9019119-Lâmina	de	serra
90x19x1,19mm	-	conexão	Aesculap;	1402-9019127-Lâmina	de	serra
90x19x1,27mm	-	conexão	Aesculap;	1402-9019137-Lâmina	de	serra
90x19x1,37mm	-	conexão	Aesculap;	1402-9019147-Lâmina	de	serra
90x19x1,47mm	-	conexão	Aesculap;	1402-10019089-Lâmina	de	serra
100x19x0,89mm	-	conexão	Aesculap;	1402-10019100-Lâmina	de	serra
100x19x1,00mm	-	conexão	Aesculap;	1402-10019119-Lâmina	de	serra
100x19x1,19mm	-	conexão	Aesculap;	1402-10019127-Lâmina	de	serra
100x19x1,27mm	-	conexão	Aesculap;	1402-10019137-Lâmina	de	serra
100x19x1,37mm	-	conexão	Aesculap;	1402-10019147-Lâmina	de	serra
100x19x1,47mm	-	conexão	Aesculap;	1402-10519089-Lâmina	de	serra
105x19x0,89mm	-	conexão	Aesculap;	1402-10519100-Lâmina	de	serra
105x19x1,00mm	-	conexão	Aesculap;	1402-10519119-Lâmina	de	serra
105x19x1,19mm	-	conexão	Aesculap;	1402-10519127-Lâmina	de	serra
105x19x1,27mm	-	conexão	Aesculap;	1402-10519137-Lâmina	de	serra
105x19x1,37mm	-	conexão	Aesculap;	1402-10519147-Lâmina	de	serra
105x19x1,47mm	-	conexão	Aesculap;	1402-11019089-Lâmina	de	serra
110x19x0,89mm	-	conexão	Aesculap;	1402-11019100-Lâmina	de	serra

110x19x1,00mm	- conexão	Aesculap;	1402-11019119-Lâmina	de serra
110x19x1,19mm	- conexão	Aesculap;	1402-11019127-Lâmina	de serra
110x19x1,27mm	- conexão	Aesculap;	1402-11019137-Lâmina	de serra
110x19x1,37mm	- conexão	Aesculap;	1402-11019147-Lâmina	de serra
110x19x1,47mm	- conexão	Aesculap;	1402-9022089-Lâmina	de serra
90x22x0,89mm	- conexão	Aesculap;	1402-9022100-Lâmina	de serra
90x22x1,00mm	- conexão	Aesculap;	1402-9022119-Lâmina	de serra
90x22x1,19mm	- conexão	Aesculap;	1402-9022127-Lâmina	de serra
90x22x1,27mm	- conexão	Aesculap;	1402-9022137-Lâmina	de serra
90x22x1,37mm	- conexão	Aesculap;	1402-9022147-Lâmina	de serra
90x22x1,47mm	- conexão	Aesculap;	1402-6525089-Lâmina	de serra
65x25x0,89mm	- conexão	Aesculap;	1402-6525100-Lâmina	de serra
65x25x1,00mm	- conexão	Aesculap;	1402-6525119-Lâmina	de serra
65x25x1,19mm	- conexão	Aesculap;	1402-6525127-Lâmina	de serra
65x25x1,27mm	- conexão	Aesculap;	1402-6525137-Lâmina	de serra
65x25x1,37mm	- conexão	Aesculap;	1402-6525147-Lâmina	de serra
65x25x1,47mm	- conexão	Aesculap;	1402-9025089-Lâmina	de serra
90x25x0,89mm	- conexão	Aesculap;	1402-9025100-Lâmina	de serra
90x25x1,00mm	- conexão	Aesculap;	1402-9025119-Lâmina	de serra
90x25x1,19mm	- conexão	Aesculap;	1402-9025127-Lâmina	de serra
90x25x1,27mm	- conexão	Aesculap;	1402-9025137-Lâmina	de serra
90x25x1,37mm	- conexão	Aesculap;	1402-9025147-Lâmina	de serra
90x25x1,47mm	- conexão	Aesculap;	1402-10025089-Lâmina	de serra
100x25x0,89mm	- conexão	Aesculap;	1402-10025100-Lâmina	de serra
100x25x1,00mm	- conexão	Aesculap;	1402-10025119-Lâmina	de serra
100x25x1,19mm	- conexão	Aesculap;	1402-10025127-Lâmina	de serra
100x25x1,27mm	- conexão	Aesculap;	1402-10025137-Lâmina	de serra
100x25x1,37mm	- conexão	Aesculap;	1402-10025147-Lâmina	de serra
100x25x1,47mm	- conexão	Aesculap;	1402-10525089-Lâmina	de serra
105x25x0,89mm	- conexão	Aesculap;	1402-10525100-Lâmina	de serra
105x25x1,00mm	- conexão	Aesculap;	1402-10525119-Lâmina	de serra
105x25x1,19mm	- conexão	Aesculap;	1402-10525127-Lâmina	de serra
105x25x1,27mm	- conexão	Aesculap;	1402-10525137-Lâmina	de serra

105x25x1,37mm	- conexão	Aesculap;	1402-10525147-Lâmina	de serra
105x25x1,47mm	- conexão	Aesculap;	1402-11025089-Lâmina	de serra
110x25x0,89mm	- conexão	Aesculap;	1402-11025100-Lâmina	de serra
110x25x1,00mm	- conexão	Aesculap;	1402-11025119-Lâmina	de serra
110x25x1,19mm	- conexão	Aesculap;	1402-11025127-Lâmina	de serra
110x25x1,27mm	- conexão	Aesculap;	1402-11025137-Lâmina	de serra
110x25x1,37mm	- conexão	Aesculap;	1402-11025147-Lâmina	de serra
110x25x1,47mm	- conexão	Aesculap;	1402-6531089-Lâmina	de serra
65x31x0,89m	- conexão	Aesculap;	1402-6531100-Lâmina	de serra
65x31x1,00mm	- conexão	Aesculap;	1402-6531119-Lâmina	de serra
65x31x1,19mm	- conexão	Aesculap;	1402-6531127-Lâmina	de serra
65x31x1,27mm	- conexão	Aesculap;	1402-6531137-Lâmina	de serra
65x31x1,37mm	- conexão	Aesculap;	1402-6531147-Lâmina	de serra
65x31x1,47mm	- conexão	Aesculap;	1402-9031089-Lâmina	de serra
90x31x0,89m	- conexão	Aesculap;	1402-9031100-Lâmina	de serra
90x31x1,00mm	- conexão	Aesculap;	1402-9031119-Lâmina	de serra
90x31x1,19mm	- conexão	Aesculap;	1402-9031127-Lâmina	de serra
90x31x1,27mm	- conexão	Aesculap;	1402-9031137-Lâmina	de serra
90x31x1,37mm	- conexão	Aesculap;	1402-9031147-Lâmina	de serra
90x31x1,47mm	- conexão	Aesculap;	1402-255005-Lâmina	de serra
25x5,0x0,5mm	- conexão	Aesculap;	1402-355005-Lâmina	de serra
35x5,0x0,5mm	- conexão	Aesculap;	1402-395005-Lâmina	de serra
39x5,0x0,5mm	- conexão	Aesculap;	1402-505007-Lâmina	de serra
50x5,0x0,7mm	- conexão	Aesculap;	1402-509007-Lâmina	de serra
50x9,0x0,7mm	- conexão	Aesculap;	1402-2510005-Lâmina	de serra
25x10,0x0,5mm	- conexão	Aesculap;	1402-309905-Lâmina	de serra
30x9,9x0,5mm	- conexão	Aesculap;	1402-3510005-Lâmina	de serra
35x10,0x0,5mm	- conexão	Aesculap;	1402-501005-Lâmina	de serra
50x10,0x0,5mm	- conexão	Aesculap;	1402-63512706-Lâmina	de serra
63,5x12,7x0,6mm	- conexão	Aesculap;	1402-501505-Lâmina	de serra
50x15x0,5mm	- conexão	Aesculap;	1402-501807-Lâmina	de serra
50x18x0,7mm	- conexão	Aesculap;	1402-352005-Lâmina	de serra
35x20x0,5mm	- conexão	Aesculap;	1402-502007-Lâmina	de serra

50x20x0,7mm - conexão Aesculap; 1402-502407-Lâmina de serra
 50x24x0,7mm - conexão Aesculap; 1402-502507-Lâmina de serra
 50x25x0,7mm - conexão Aesculap; 1402-6525007-Lâmina de serra
 65x25x0,7mm - conexão Aesculap; 1402-6025906-Lâmina de serra
 60x25,9x0,6mm - conexão Aesculap; 1402-6025908-Lâmina de serra
 60x25,9x0,8mm - conexão Aesculap; 1402-5030007-Lâmina de serra
 50x30x0,7mm - conexão Aesculap; 1402-7030010-Lâmina de serra
 70x30x1,0mm - conexão Aesculap; 14021-1203A-Lâmina de serra 12x0,3 -
 conexão Aesculap Mini; 14021-1203B-Lâmina de serra 12x0,3 - conexão
 Aesculap Mini; 14021-1203C-Lâmina de serra 12x0,3 - conexão Aesculap Mini;
 14021-1903-Lâmina de serra 19x0,3 - conexão Aesculap Mini; 14022-3406-
 Lâmina de serra 34x0,6x1,2mm - conexão Aesculap; 14022-5510-Lâmina de
 serra 55x1,0x1,2mm - conexão Aesculap; 14022-7510-Lâmina de serra
 75x1,0x1,0mm - conexão Aesculap; 14020-9013089-Lâmina de serra
 90x13x0,89mm - conexão Aesculap; 14020-9013100-Lâmina de serra
 90x13x1,00mm - conexão Aesculap; 14020-9013119-Lâmina de serra
 90x13x1,19mm - conexão Aesculap; 14020-9013127-Lâmina de serra
 90x13x1,27mm - conexão Aesculap; 14020-9013137-Lâmina de serra
 90x13x1,37mm - conexão Aesculap; 14020-9013147-Lâmina de serra
 90x13x1,47mm - conexão Aesculap; 14020-7019089-Lâmina de serra
 70x19x0,89mm - conexão Aesculap; 14020-7019100-Lâmina de serra
 70x19x1,00mm - conexão Aesculap; 14020-7019119-Lâmina de serra
 70x19x1,19mm - conexão Aesculap; 14020-7019127-Lâmina de serra
 70x19x1,27mm - conexão Aesculap; 14020-7019137-Lâmina de serra
 70x19x1,37mm - conexão Aesculap; 14020-7019147-Lâmina de serra
 70x19x1,47mm - conexão Aesculap; 14020-9019089-Lâmina de serra
 90x19x0,89mm - conexão Aesculap; 14020-9019100-Lâmina de serra
 90x19x1,00mm - conexão Aesculap; 14020-9019119-Lâmina de serra
 90x19x1,19mm - conexão Aesculap; 14020-9019127-Lâmina de serra
 90x19x1,27mm - conexão Aesculap; 14020-9019137-Lâmina de serra
 90x19x1,37mm - conexão Aesculap; 14020-9019147-Lâmina de serra
 90x19x1,47mm - conexão Aesculap; 14020-6520089-Lâmina de serra
 65x20x0,89mm - conexão Aesculap; 14020-6520100-Lâmina de serra

65x20x1,00mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6520119-Lâmina	de	serra
65x20x1,19mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6520127-Lâmina	de	serra
65x20x1,27mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6520137-Lâmina	de	serra
65x20x1,37mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6520147-Lâmina	de	serra
65x20x1,47mm	-	conexão	Aesculap;	14020-9022089-Lâmina	de	serra
90x22x0,89mm	-	conexão	Aesculap;	14020-9022100-Lâmina	de	serra
90x22x1,00mm	-	conexão	Aesculap;	14020-9022119-Lâmina	de	serra
90x22x1,19mm	-	conexão	Aesculap;	14020-9022127-Lâmina	de	serra
90x22x1,27mm	-	conexão	Aesculap;	14020-9022137-Lâmina	de	serra
90x22x1,37mm	-	conexão	Aesculap;	14020-9022147-Lâmina	de	serra
90x22x1,47mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6525089-Lâmina	de	serra
65x25x0,89mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6525100-Lâmina	de	serra
65x25x1,00mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6525119-Lâmina	de	serra
65x25x1,19mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6525127-Lâmina	de	serra
65x25x1,27mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6525137-Lâmina	de	serra
65x25x1,37mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6525147-Lâmina	de	serra
65x25x1,47mm	-	conexão	Aesculap;	14020-9025089-Lâmina	de	serra
90x25x0,89mm	-	conexão	Aesculap;	14020-9025100-Lâmina	de	serra
90x25x1,00mm	-	conexão	Aesculap;	14020-9025119-Lâmina	de	serra
90x25x1,19mm	-	conexão	Aesculap;	14020-9025127-Lâmina	de	serra
90x25x1,27mm	-	conexão	Aesculap;	14020-9025137-Lâmina	de	serra
90x25x1,37mm	-	conexão	Aesculap;	14020-9025147-Lâmina	de	serra
90x25x1,47mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6531089-Lâmina	de	serra
65x31x0,89mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6531100-Lâmina	de	serra
65x31x1,00mm	-	conexão	Aesculap;	4020-6531119-Lâmina	de	serra
65x31x1,19mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6531119-Lâmina	de	serra
65x31x1,19mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6531127-Lâmina	de	serra
65x31x1,27mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6531137-Lâmina	de	serra
65x31x1,37mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6531147-Lâmina	de	serra
65x31x1,47mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6540089-Lâmina	de	serra
65x40x0,89mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6540100-Lâmina	de	serra
65x40x1,00mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6540119-Lâmina	de	serra
65x40x1,19mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6540127-Lâmina	de	serra

65x40x1,27mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6540137-Lâmina	de	serra
65x40x1,37mm	-	conexão	Aesculap;	14020-6540147-Lâmina	de	serra
65x40x1,47mm	-	conexão	Aesculap;	14020-25505-Lâmina	de	serra
25x5,0x0,5mm	-	conexão	Aesculap;	14020-351005-Lâmina	de	serra
35x10x0,5mm	-	conexão	Aesculap;	14020-501005-Lâmina	de	serra
50x10x0,5mm	-	conexão	Aesculap;	14020-481304-Lâmina	de	serra
48x13x0,4mm	-	conexão	Aesculap;	14020-231404-Lâmina	de	serra
23x14x0,4mm	-	conexão	Aesculap;	14020-251505-Lâmina	de	serra
25x15x0,5mm	-	conexão	Aesculap;	14020-501505-Lâmina	de	serra
50x15x0,5mm	-	conexão	Aesculap;	14020-352005-Lâmina	de	serra
35x20x0,5mm	-	conexão	Aesculap;	14020-502007-Lâmina	de	serra
50x20x0,7mm	-	conexão	Aesculap;	14020-502507-Lâmina	de	serra
50x25x0,7mm	-	conexão	Aesculap;	14020-4827504-Lâmina	de	serra
48x27,5x0,4mm	-	conexão	Aesculap;	14020-652706-Lâmina	de	serra
65x27x0,6mm	-	conexão	Aesculap;	14020-503007-Lâmina	de	serra
50x30x0,7mm	-	conexão	Aesculap;	14020-504007-Lâmina	de	serra
50x40x0,7mm	-	conexão	Aesculap;	1403-9013089-Lâmina	de	serra
90x13x0,89mm	-	conexão	Linvatec Hall;	1403-9013100-Lâmina	de	serra
90x13x1,00mm	-	conexão	Linvatec Hall;	1403-9013119-Lâmina	de	serra,
90x13x1,19mm	-	conexão	Linvatec Hall;	1403-9013127-Lâmina	de	serra,
90x13x1,27mm	-	conexão	Linvatec Hall;	1403-9013137-Lâmina	de	serra,
90x13x1,37mm	-	conexão	Linvatec Hall;	1403-9013147-Lâmina	de	serra,
90x13x1,47mm	-	conexão	Linvatec Hall;	1403-5019089-Lâmina	de	serra
50x19x0,89mm	-	conexão	Livantec Hall;	1403-5019100-Lâmina	de	serra
50x19x1,00mm	-	conexão	Livantec Hall;	1403-5019119-Lâmina	de	serra
50x19x1,19mm	-	conexão	Livantec Hall;	1403-5019127-Lâmina	de	serra
50x19x1,27mm	-	conexão	Livantec Hall;	1403-5019137-Lâmina	de	serra
50x19x1,37mm	-	conexão	Livantec Hall;	1403-5019147-Lâmina	de	serra
50x19x1,47mm	-	conexão	Livantec Hall;	1403-9019089-Lâmina	de	serra
90x19x0,89mm	-	conexão	Livantec Hall;	1403-9019119-Lâmina	de	serra
90x19x1,19mm	-	conexão	Livantec Hall;	1403-9019147-Lâmina	de	serra
90x19x1,47mm	-	conexão	Livantec Hall;	1403-9022089-Lâmina	de	serra
90x22x0,89mm	-	conexão	Livantec Hall;	1403-9022100-Lâmina	de	serra

90x22x1,00mm - conexão Livantec Hall; 1403-9022119-Lâmina de serra
 90x22x1,19mm - conexão Livantec Hall; 1403-9022127-Lâmina de serra
 90x22x1,27mm - conexão Livantec Hall; 1403-9022137-Lâmina de serra
 90x22x1,37mm - conexão Livantec Hall; 1403-9022147-Lâmina de serra
 90x22x1,47mm - conexão Livantec Hall; 403-6525089-Lâmina de serra
 65x25x0,89mm - conexão Livantec Hall; 1403-6525089-Lâmina de serra
 65x25x0,89mm conexão Livantec Hall;1403-6525100-Lâmina de serra
 65x25x1,00mm - conexão Livantec Hall; 1403-6525119-Lâmina de serra
 65x25x1,19mm - conexão Livantec Hall; 1403-6525127-Lâmina de serra
 65x25x1,27mm - conexão Livantec Hall; 1403-6525137-Lâmina de serra
 65x25x1,37mm - conexão Livantec Hall; 1403-6525147-Lâmina de serra
 65x25x1,47mm - conexão Livantec Hall; 1403-9025089-Lâmina de serra
 90x25x0,89mm - conexão Livantec Hall; 1403-9025100-Lâmina de serra
 90x25x1,00mm - conexão Livantec Hall; 1403-9025119-Lâmina de serra
 90x25x1,19mm - conexão Livantec Hall; 1403-9025127-Lâmina de serra
 90x25x1,27mm - conexão Livantec Hall; 1403-9025137-Lâmina de serra
 90x25x1,37mm - conexão Livantec Hall; 1403-9025147-Lâmina de serra
 90x25x1,47mm - conexão Livantec Hall; 1403-9031089-Lâmina de serra
 90x31x0,89mm - conexão Livantec Hall; 1403-9031100-Lâmina de serra
 90x31x1,00mm - conexão Livantec Hall; 1403-9031119-Lâmina de serra
 90x31x1,19mm - conexão Livantec Hall; 1403-9031127-Lâmina de serra
 90x31x1,27mm - conexão Livantec Hall; 1403-9031137-Lâmina de serra
 90x31x1,37mm - conexão Livantec Hall; 1403-9031147-Lâmina de serra
 9031x1,47mm - conexão Livantec Hall; 14032-1855504-Lâmina de serra
 18,5x5,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14032-2805004-Lâmina de serra
 28,0x5,0x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14032-1405604-Lâmina de serra
 14,0x5,6x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14032-1209504-Lâmina de serra
 12x9,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14032-1859504-Lâmina de serra
 18,5x9,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14032-2709504-Lâmina de serra
 27x9,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14032-3109504-Lâmina de serra
 31x9,5x0,4mm - conexão Linvatec Hall; 14030-1054304-Lâmina de serra
 10,5x4,3x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14030-2554504-Lâmina de serra
 25,5x4,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14030-2555504-Lâmina de serra

25,5x5,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14030-2555504G-Lâmina de serra
25,5x5,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14030-3406004-Lâmina de serra
34x6x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14030-1509504-Lâmina de serra
15x9,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14030-2559504-Lâmina de serra
25,5x9,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14030-2559504G-Lâmina de serra
25,5x9,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14030-3109504-Lâmina de serra
31x9,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14030-4109504-Lâmina de serra
41x9,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14030-4109504A-Lâmina de serra
41x9,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14030-25514004-Lâmina de serra
25,5x14x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14030-41014004-Lâmina de serra
41x14x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14030-25519504-Lâmina de serra
25,5x19,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14030-41019504-Lâmina de serra
41,0x19,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14030-41019504G-Lâmina de serra
41,0x19,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14031-2554304-Lâmina de serra
25,5x4,3x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14031-3404004-Lâmina de serra
34x4x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14031-1524504-Lâmina de serra
15,2x4,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14031-3405004-Lâmina de serra
34x5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14031-3406004-Lâmina de serra
34x6x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14031-2555804-Lâmina de serra
25,5x5,8x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14031-2559404-Lâmina de serra
25,5x9,4x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14031-2559504-Lâmina de serra
25,5x9,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14031-4109804-Lâmina de serra
41x9,8x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14031-32012008-Lâmina de serra
32,0x12,0x0,8mm - conexão Livantec Hall; 14031-41013704-Lâmina de serra
41,0x13,7x0,65mm - conexão Livantec Hall; 14031-25514004-Lâmina de serra
25,5x14,0x0,60mm - conexão Livantec Hall; 14031-24919004-Lâmina de serra
24,9x19,0x0,55mm - conexão Livantec Hall; 14031-41019004-Lâmina de serra
41,0x19,0x0,4mm - conexão Livantec Hall; 1403-3005406-Lâmina de serra
30,0x5,4x0,6mm - conexão Livantec Hall; 1403-3808504-Lâmina de serra
38,0x8,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 1403-2509504-Lâmina de serra
25,0x9,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 1403-48513704-Lâmina de serra
48,5x13,7x0,4mm - conexão Livantec Hall; 1403-63512706-Lâmina de serra
63,5x12,7x0,6mm - conexão Livantec Hall; 1403-41019004-Lâmina de serra

41,0x19,0x0,4mm - conexão Livantec Hall; 1403-63519006-Lâmina de serra
63,5x19,0x0,6mm - conexão Livantec Hall; 1403-71019309-Lâmina de serra
71,0x19,3x0,9mm - conexão Livantec Hall; 1403-710193127-Lâmina de serra
71,0x19,3x1,27mm - conexão Livantec Hall; 1403-90022512-Lâmina de serra
90,0x22,5x1,2mm - conexão Livantec Hall; 1403-50024006-Lâmina de serra
50,0x24,0x0,6mm - conexão Livantec Hall; 1403-47027004-Lâmina de serra
47,0x27,0x0,4mm - conexão Livantec Hall; 1403-68027006-Lâmina de serra
68,0x27,0x0,6mm - conexão Livantec Hall; 1403-60030008-Lâmina de serra
60,0x30,0x0,8mm - conexão Livantec Hall; 1403-63532606-Lâmina de serra
63,5x32,6x0,6mm - conexão Livantec Hall; 1403-710329127-Lâmina de serra
71,0x32,9x1,27mm - conexão Livantec Hall; 1403-64033108-Lâmina de serra
64,0x33,1x0,8mm - conexão Livantec Hall; 1403-40044104-Lâmina de serra
40,0x44,1x0,4mm - conexão Livantec Hall; 1403-63549006-Lâmina de serra
63,5x49,0x0,6mm - conexão Livantec Hall; 1403-19050004-Lâmina de serra
19,0x50,0x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14034-1205804-Lâmina de serra
12,0x5,8x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14034-1855804-Lâmina de serra
18,5x5,8x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14034-2105804-Lâmina de serra
21,0x5,8x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14034-2855804-Lâmina de serra
28,5x5,8x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14034-1859504-Lâmina de serra
18,5x9,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14034-2709504-Lâmina de serra
27,0x9,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14034-3509504-Lâmina de serra
35,0x9,5x0,4mm - conexão Livantec Hall; 14035-25404-Lâmina de serra
25,4x0,4 - conexão Livantec Hall; 14035-37504-Lâmina de serra 37,5x0,4 -
conexão Livantec Hall; 14033-38004-Lâmina de serra 38,0x0,4 - conexão
Livantec Hall; 14033-38004A-Lâmina de serra 38,0x0,4 - conexão Livantec
Hall; 14033-52806-Lâmina de serra 52,8x0,6 - conexão Livantec Hall; 14033-
73508-Lâmina de serra 73,5x0,8 - conexão Livantec Hall; 14033-88006-Lâmina
de serra 88,0x0,6 - conexão Livantec Hall; 14033-88012-Lâmina de serra
88,0x1,2 - conexão Livantec Hall; 1404-9013089-Lâmina de serra
90x13x0,89mm - conexão Livantec 3M; 1404-9013100-Lâmina de serra
90x13x1,00mm - conexão Livantec 3M; 1404-9013119-Lâmina de serra
90x13x1,19mm - conexão Livantec 3M; 1404-9013127-Lâmina de serra
90x13x1,27mm - conexão Livantec 3M; 1404-9013137-Lâmina de serra

90x13x1,37mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9013147-Lâmina	de serra
90x13x1,47mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-5019089-Lâmina	de serra
50x19x0,89mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-5019100-Lâmina	de serra
50x19x1,00mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-5019119-Lâmina	de serra
50x19x1,19mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-5019127-Lâmina	de serra
50x19x1,27mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-5019137-Lâmina	de serra
50x19x1,37mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-5019147-Lâmina	de serra
50x19x1,47mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9019089-Lâmina	de serra
90x19x0,89mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9019100-Lâmina	de serra
90x19x1,00mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9019119-Lâmina	de serra
90x19x1,19mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9019127-Lâmina	de serra
90x19x1,27mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9019137-Lâmina	de serra
90x19x1,37mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9019147-Lâmina	de serra
90x19x1,47mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9022089-Lâmina	de serra
90x22x0,89mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9022100-Lâmina	de serra
90x22x1,00mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9022119-Lâmina	de serra
90x22x1,19mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9022127-Lâmina	de serra
90x22x1,27mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9022137-Lâmina	de serra
90x22x1,37mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9022147-Lâmina	de serra
90x22x1,47mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-6525089-Lâmina	de serra
65x25x0,89mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-6525100-Lâmina	de serra
65x25x1,00mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-6525119-Lâmina	de serra
65x25x1,19mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-6525127-Lâmina	de serra
65x25x1,27mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-6525137-Lâmina	de serra
65x25x1,37mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-6525147-Lâmina	de serra
65x25x1,47mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9025089-Lâmina	de serra
90x25x0,89mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9025100-Lâmina	de serra
90x25x1,00mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9025119-Lâmina	de serra
90x25x1,19mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9025127-Lâmina	de serra
90x25x1,27mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9025137-Lâmina	de serra
90x25x1,37mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9025147-Lâmina	de serra
90x25x1,47mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9031089-Lâmina	de serra
90x31x0,89mm	- conexão	Livantec	3M;	1404-9031100-Lâmina	de serra

90x31x100mm - conexão Livantec 3M; 1404-9031119-Lâmina de serra
 90x31x1,19mm - conexão Livantec 3M; 1404-9031127-Lâmina de serra
 90x31x1,27mm - conexão Livantec 3M; 1404-9031137-Lâmina de serra
 90x31x1,37mm - conexão Livantec 3M; 1404-9031147-Lâmina de serra
 90x31x1,47mm - conexão Livantec 3M; 1404-2816906-Lâmina de serra
 28,1x6,9x0,6mm - conexão Livantec 3M; 1404-60815510-Lâmina de serra
 60,8x15,5x1,0mm - conexão Livantec 3M; 1404-60815510G-Lâmina de serra
 60,8x15,5x1,0mm - conexão Livantec 3M; 1404-9022512-Lâmina de serra
 90x22,5x1,2mm - conexão Livantec 3M; 1404-60828810-Lâmina de serra
 60,8x28,8x1,0mm - conexão Livantec 3M; 1404-60828710-Lâmina de serra
 60,8x28,7x1,0mm - conexão Livantec 3M; 14040-1006404-Lâmina de serra
 10,0x6,4x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14040-1006407-Lâmina de serra
 10,0x6,4x0,7mm - conexão Livantec 3M; 14040-3186404-Lâmina de serra
 31,8x6,4x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14040-3186407-Lâmina de serra
 31,8x6,4x0,7mm - conexão Livantec 3M; 14040-10010004-Lâmina de serra
 10,0x10,0x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14040-10010007-Lâmina de serra
 10,0x10,0x0,7mm - conexão Livantec 3M; 14040-15810004-Lâmina de serra
 15,8x10,0x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14040-15810207-Lâmina de serra
 15,8x10,2x0,7mm - conexão Livantec 3M; 14040-200100035-Lâmina de serra
 20x10x0,35mm - conexão Livantec 3M; 14040-20010004-Lâmina de serra
 20,0x10,0x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14040-31810204-Lâmina de serra
 31,8x10,2x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14040-31110007-Lâmina de serra
 31,1x10,0x0,7mm - conexão Livantec 3M; 14041-1426504-Lâmina de serra
 14,2x6,5x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14041-2506404-Lâmina de serra
 25,0x6,4x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14041-3006404-Lâmina de serra
 30,0x6,4x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14041-2509504-Lâmina de serra
 25,0x9,5x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14041-2749504-Lâmina de serra
 27,4x9,5x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14041-10010004-Lâmina de serra
 10,0x10,0x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14041-14210004-Lâmina de serra
 14,2x10,0x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14041-25010004-Lâmina de serra
 25,0x10,2x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14041-30010007-Lâmina de serra
 30,0x10,0x0,7mm - conexão Livantec 3M; 14041-27414004-Lâmina de serra
 27,4x14,0x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14041-42714004-Lâmina de serra

42,7x14,0x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14041-10015507-Lâmina de serra
 10,0x15,5x0,7mm - conexão Livantec 3M; 14041-42719004-Lâmina de serra
 42,7x19,0x0,4mm - conexão Livantec 3M; 14042-31008-Lâmina de serra
 31,0x0,8x1,0mm - conexão Livantec 3M; 14050-70013089-Lâmina de serra
 70x13x0,89mm - conexão Stryker; 14050-70013100-Lâmina de serra
 70x13x1,00mm - conexão Stryker; 14050-70013119-Lâmina de serra
 70x13x1,19mm - conexão Stryker; 14050-70013127-Lâmina de serra
 70x13x1,27mm - conexão Stryker; 14050-70013137-Lâmina de serra
 70x13x1,37mm - conexão Stryker; 14050-70013147-Lâmina de serra
 70x13x1,47mm - conexão Stryker; 14050-9013089-Lâmina de serra
 90x13x0,89mm - conexão Stryker; 14050-9013100-Lâmina de serra
 90x13x1,00mm - conexão Stryker; 14050-9013119-Lâmina de serra
 90x13x1,19mm - conexão Stryker; 14050-9013127-Lâmina de serra
 90x13x1,27mm - conexão Stryker; 14050-9013137-Lâmina de serra
 90x13x1,37mm - conexão Stryker; 14050-9013147-Lâmina de serra
 90x13x1,47mm - conexão Stryker; 14050-5019089-Lâmina de serra
 50x19x0,89mm - conexão Stryker; 14050-5019100-Lâmina de serra
 50x19x1,00mm - conexão Stryker; 14050-5019119-Lâmina de serra
 50x19x1,19mm - conexão Stryker; 14050-5019127-Lâmina de serra
 50x19x1,27mm - conexão Stryker; 14050-5019137-Lâmina de serra
 50x19x1,37mm - conexão Stryker; 14050-5019147-Lâmina de serra
 50x19x1,47mm - conexão Stryker; 14050-7019089-Lâmina de serra
 70x19x0,89mm - conexão Stryker; 14050-7019100-Lâmina de serra
 70x19x1,00mm - conexão Stryker; 14050-7019119-Lâmina de serra
 70x19x1,19mm - conexão Stryker; 14050-7019127-Lâmina de serra
 70x19x1,27mm - conexão Stryker; 14050-7019137-Lâmina de serra
 70x19x1,37mm - conexão Stryker; 14050-7019147-Lâmina de serra
 70x19x1,47mm - conexão Stryker; 14050-9019089-Lâmina de serra
 90x19x0,89mm - conexão Stryker; 14050-9019100-Lâmina de serra
 90x19x1,00mm - conexão Stryker; 14050-9019119-Lâmina de serra
 90x19x1,19mm - conexão Stryker; 14050-9019127-Lâmina de serra
 90x19x1,27mm - conexão Stryker; 14050-9019137-Lâmina de serra
 90x19x1,37mm - conexão Stryker; 14050-9019147-Lâmina de serra

90x19x1,47mm	-	conexão	Stryker;	14050-10019089-Lâmina	de	serra
100x19x0,89mm	-	conexão	Stryker;	14050-10019100-Lâmina	de	serra
100x19x1,00mm	-	conexão	Stryker;	14050-10019119-Lâmina	de	serra
100x19x1,19mm	-	conexão	Stryker;	14050-10019127-Lâmina	de	serra
100x19x1,27mm	-	conexão	Stryker;	14050-10019137-Lâmina	de	serra
100x19x1,37mm	-	conexão	Stryker;	14050-10019147-Lâmina	de	serra
100x19x1,47mm	-	conexão	Stryker;	14050-9022089-Lâmina	de	serra
90x22x0,89mm	-	conexão	Stryker;	14050-9022100-Lâmina	de	serra
90x22x1,00mm	-	conexão	Stryker;	14050-9022119-Lâmina	de	serra
90x22x1,19mm	-	conexão	Stryker;	14050-9022127-Lâmina	de	serra
90x22x1,27mm	-	conexão	Stryker;	14050-9022137-Lâmina	de	serra
90x22x1,37mm	-	conexão	Stryker;	14050-9022147-Lâmina	de	serra
90x22x1,47mm	-	conexão	Stryker;	14050-6525089-Lâmina	de	serra
65x25x0,89mm	-	conexão	Stryker;	14050-6525100-Lâmina	de	serra
65x25x1,00mm	-	conexão	Stryker;	14050-6525119-Lâmina	de	serra
65x25x1,19mm	-	conexão	Stryker;	14050-6525127-Lâmina	de	serra
65x25x1,27mm	-	conexão	Stryker;	14050-6525137-Lâmina	de	serra
65x25x1,37mm	-	conexão	Stryker;	14050-6525147 Lâmina	de	serra
65x25x1,47mm	-	conexão	Stryker;	14050-9022089A-Lâmina	de	serra
90x22x0,89mm	-	conexão	Stryker;	14050-9022100A-Lâmina	de	serra
90x22x1,00mm	-	conexão	Stryker;	14050-9022119A-Lâmina	de	serra
90x22x1,19mm	-	conexão	Stryker;	14050-9022127A-Lâmina	de	serra
90x22x1,27mm	-	conexão	Stryker;	14050-9022137A-Lâmina	de	serra
90x22x1,37mm	-	conexão	Stryker;	14050-9022147A-Lâmina	de	serra
90x22x1,47mm	-	conexão	Stryker;	14050-10025089-Lâmina	de	serra
100x25x0,89mm	-	conexão	Stryker;	14050-10025100-Lâmina	de	serra
100x25x1,00mm	-	conexão	Stryker;	14050-10025119-Lâmina	de	serra
100x25x1,19mm	-	conexão	Stryker;	14050-10025127-Lâmina	de	serra
100x25x1,27mm	-	conexão	Stryker;	14050-10025137-Lâmina	de	serra
100x25x1,37mm	-	conexão	Stryker;	14050-10025147-Lâmina	de	serra
100x25x1,47mm	-	conexão	Stryker;	14050-9031089-Lâmina	de	serra
90x31x0,89mm	-	conexão	Stryker;	14050-9031100-Lâmina	de	serra
90x31x1,00mm	-	conexão	Stryker;	14050-9031119-Lâmina	de	serra

90x31x1,19mm	-	conexão	Stryker;	14050-9031127-Lâmina	de	serra
90x31x1,27mm	-	conexão	Stryker;	14050-9031137-Lâmina	de	serra
90x31x1,37mm	-	conexão	Stryker;	14050-9031147-Lâmina	de	serra
90x31x1,47mm	-	conexão	Stryker;	1405-7513089-Lâmina	de	serra
75x13x0,89mm	-	conexão	Stryker;	1405-7513100-Lâmina	de	serra
75x13x1,00mm	-	conexão	Stryker;	1405-7513119-Lâmina	de	serra
75x13x1,19mm	-	conexão	Stryker;	1405-7513127-Lâmina	de	serra
75x13x1,27mm	-	conexão	Stryker;	1405-7513137-Lâmina	de	serra
75x13x1,37mm	-	conexão	Stryker;	1405-7513147-Lâmina	de	serra
75x13x1,47mm	-	conexão	Stryker;	1405-9013089-Lâmina	de	serra
90x13x0,89mm	-	conexão	Stryker;	1405-9013100-Lâmina	de	serra
90x13x1,00mm	-	conexão	Stryker;	1405-9013119-Lâmina	de	serra
90x13x1,19mm	-	conexão	Stryker;	1405-9013127-Lâmina	de	serra
90x13x1,27mm	-	conexão	Stryker;	1405-9013137-Lâmina	de	serra
90x13x1,37mm	-	conexão	Stryker;	1405-9013147-Lâmina	de	serra
90x13x1,47mm	-	conexão	Stryker;	1405-10013089-Lâmina	de	serra
100x13x0,89mm	-	conexão	Stryker;	1405-10013100-Lâmina	de	serra
100x13x1,00mm	-	conexão	Stryker;	1405-10013119-Lâmina	de	serra
100x13x1,19mm	-	conexão	Stryker;	1405-10013127-Lâmina	de	serra
100x13x1,27mm	-	conexão	Stryker;	1405-10013137-Lâmina	de	serra
100x13x1,37mm	-	conexão	Stryker;	1405-10013147-Lâmina	de	serra
100x13x1,47mm	-	conexão	Stryker;	1405-7519089-Lâmina	de	serra
75x19x0,89mm	-	conexão	Stryker;	1405-7519100-Lâmina	de	serra
75x19x1,00mm	-	conexão	Stryker;	1405-7519119-Lâmina	de	serra
75x19x1,19mm	-	conexão	Stryker;	1405-7519127-Lâmina	de	serra
75x19x1,27mm	-	conexão	Stryker;	1405-7519137-Lâmina	de	serra
75x19x1,37mm	-	conexão	Stryker;	1405-7519147-Lâmina	de	serra
75x19x1,47mm	-	conexão	Stryker;	1405-9019089-Lâmina	de	serra
90x19x0,89mm	-	conexão	Stryker;	1405-9019100-Lâmina	de	serra
90x19x1,00mm	-	conexão	Stryker;	1405-9019119-Lâmina	de	serra
90x19x1,19mm	-	conexão	Stryker;	1405-9019127-Lâmina	de	serra
90x19x1,27mm	-	conexão	Stryker;	1405-9019137-Lâmina	de	serra
90x19x1,37mm	-	conexão	Stryker;	1405-9019147-Lâmina	de	serra

90x19x1,47mm	-	conexão	Stryker;	1405-10019089-Lâmina	de	serra
100x19x0,89mm	-	conexão	Stryker;	1405-10019100-Lâmina	de	serra
100x19x1,00mm	-	conexão	Stryker;	1405-10019119-Lâmina	de	serra
100x19x1,19mm	-	conexão	Stryker;	1405-10019127-Lâmina	de	serra
100x19x1,27mm	-	conexão	Stryker;	1405-10019137-Lâmina	de	serra
100x19x1,37mm	-	conexão	Stryker;	1405-10019147-Lâmina	de	serra
100x19x1,47mm	-	conexão	Stryker;	1405-7525089-Lâmina	de	serra
75x25x0,89mm	-	conexão	Stryker;	1405-7525100-Lâmina	de	serra
75x25x1,00mm	-	conexão	Stryker;	1405-7525119-Lâmina	de	serra
75x25x1,19mm	-	conexão	Stryker;	1405-7525127-Lâmina	de	serra
75x25x1,27mm	-	conexão	Stryker;	1405-7525137-Lâmina	de	serra
75x25x1,37mm	-	conexão	Stryker;	1405-7525147-Lâmina	de	serra
75x25x1,47mm	-	conexão	Stryker;	1405-9025089-Lâmina	de	serra
90x25x0,89mm	-	conexão	Stryker;	1405-9025100-Lâmina	de	serra
90x25x1,00mm	-	conexão	Stryker;	1405-9025119-Lâmina	de	serra
90x25x1,19mm	-	conexão	Stryker;	1405-9025127-Lâmina	de	serra
90x25x1,27mm	-	conexão	Stryker;	1405-9025137-Lâmina	de	serra
90x25x1,37mm	-	conexão	Stryker;	1405-9025147-Lâmina	de	serra
90x25x1,47mm	-	conexão	Stryker;	1405-10025089-Lâmina	de	serra
100x25x0,89mm	-	conexão	Stryker;	1405-10025100-Lâmina	de	serra
100x25x1,00mm	-	conexão	Stryker;	1405-10025119-Lâmina	de	serra
100x25x1,19mm	-	conexão	Stryker;	1405-10025127-Lâmina	de	serra
100x25x1,27mm	-	conexão	Stryker;	1405-10025137-Lâmina	de	serra
100x25x1,37mm	-	conexão	Stryker;	1405-10025147-Lâmina	de	serra
100x25x1,47mm	-	conexão	Stryker;	1405-7531089-Lâmina	de	serra
75x31x0,89mm	-	conexão	Stryker;	1405-7531100-Lâmina	de	serra
75x31x1,00mm	-	conexão	Stryker;	1405-7531119-Lâmina	de	serra
75x31x1,19mm	-	conexão	Stryker;	1405-7531127-Lâmina	de	serra
75x31x1,27mm	-	conexão	Stryker;	1405-7531137-Lâmina	de	serra
75x31x1,37mm	-	conexão	Stryker;	1405-7531147-Lâmina	de	serra
75x31x1,47mm	-	conexão	Stryker;	1405-9031089-Lâmina	de	serra
90x31x0,89mm	-	conexão	Stryker;	1405-9031100-Lâmina	de	serra
90x31x1,00mm	-	conexão	Stryker;	1405-9031119-Lâmina	de	serra

90x31x1,19mm	-	conexão	Stryker;	1405-9031127-Lâmina	de	serra
90x31x1,27mm	-	conexão	Stryker;	1405-9031137-Lâmina	de	serra
90x31x1,37mm	-	conexão	Stryker;	1405-9031147-Lâmina	de	serra
90x31x1,47mm	-	conexão	Stryker;	14051-1155504-Lâmina	de	serra
11,5x5,5x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-1505504-Lâmina	de	serra
15,0x5,5x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-1805504-Lâmina	de	serra
18,0x5,5x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-1805504G-Lâmina	de	serra
18,0x5,5x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-2505504-Lâmina	de	serra
25,0x5,5x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-1507004-Lâmina	de	serra
15,0x7,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-1857004-Lâmina	de	serra
18,5x7,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-2957004-Lâmina	de	serra
29,5x7,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-2957005-Lâmina	de	serra
29,5x7,0x0,5mm	-	conexão	Stryker;	14051-1159004-Lâmina	de	serra
11,5x9,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-1859004-Lâmina	de	serra
18,5x9,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-2509004-Lâmina	de	serra
25,0x9,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-2509005-Lâmina	de	serra
25,0x9,0x0,5mm	-	conexão	Stryker;	14051-2809005-Lâmina	de	serra
28,0x9,0x0,5mm	-	conexão	Stryker;	14051-3109004-Lâmina	de	serra
31,0x9,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-3109005-Lâmina	de	serra
31,0x9,0x0,5mm	-	conexão	Stryker;	14051-3509006-Lâmina	de	serra
35,0x9,0x0,6mm	-	conexão	Stryker;	14051-3509004-Lâmina	de	serra
35,0x9,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-4009504-Lâmina	de	serra
40,0x9,5x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-3109004G-Lâmina	de	serra
31,0x9,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-3109006-Lâmina	de	serra
31,0x9,0x0,5mm	-	conexão	Stryker;	14051-34512004-Lâmina	de	serra
34,5x12,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-34512005-Lâmina	de	serra
34,5x12,0x0,5mm	-	conexão	Stryker;	14051-34513004-Lâmina	de	serra
34,5x13,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-39013004-Lâmina	de	serra
39,0x13,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-42013004-Lâmina	de	serra
42,0x13,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-45013005-Lâmina	de	serra
45,0x13,0x0,5mm	-	conexão	Stryker;	14051-34516504-Lâmina	de	serra
34,5x16,5x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-41019504-Lâmina	de	serra
41,0x19,5x0,4mm	-	conexão	Stryker;	14051-45020007-Lâmina	de	serra

45,0x20,0x0,7mm	-	conexão	Stryker;	14052-32008-Lâmina	de	serra
32,0x0,8x1,05mm	-	conexão	Stryker;	14052-60006-Lâmina	de	serra
60,0x0,6x1,0mm	-	conexão	Stryker;	14052-67906-Lâmina	de	serra
67,9x0,6x1,0mm	-	conexão	Stryker;	14052-75706-Lâmina	de	serra
75,7x0,6x1,0mm	-	conexão	Stryker;	14052-77508-Lâmina	de	serra
77,5x0,8x1,0mm	-	conexão	Stryker;	1405-2409004-Lâmina	de	serra
24,0x9,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	1405-2409006-Lâmina	de	serra
24,0x9,0x0,6mm	-	conexão	Stryker;	1405-3459004-Lâmina	de	serra
34,5x9,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	1405-3409506-Lâmina	de	serra
34,0x9,5x0,6mm	-	conexão	Stryker;	1405-48014004-Lâmina	de	serra
48,0x14,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	1405-48014006-Lâmina	de	serra
48,0x14,0x0,6mm	-	conexão	Stryker;	1405-50014008-Lâmina	de	serra
50,0x14,0x0,8mm	-	conexão	Stryker;	1405-48027004-Lâmina	de	serra
48,0x27,0x0,4mm	-	conexão	Stryker;	1405-68027006-Lâmina	de	serra
68,0x27,0x0,6mm	-	conexão	Stryker;	14050-2409506-Lâmina	de	serra
24,0x9,5x0,6mm	-	conexão	Stryker;	14050-3459506-Lâmina	de	serra
34,5x9,5x0,6mm	-	conexão	Stryker;	14050-34519006-Lâmina	de	serra
34,5x19,0x0,6mm	-	conexão	Stryker;	14050-60519006-Lâmina	de	serra
60,5x19,0x0,6mm	-	conexão	Stryker;	14050-10419813-Lâmina	de	serra
104x19,8x1,3mm	-	conexão	Stryker;	14050-84520609-Lâmina	de	serra
84,5x20,6x0,9mm	-	conexão	Stryker;	14050-75025005-Lâmina	de	serra
75,0x25,0x0,5mm	-	conexão	Stryker;	14050-73025009-Lâmina	de	serra
73x25,0x0,9mm	-	conexão	Stryker;	14050-86525013-Lâmina	de	serra
86,5x25,0x1,3mm	-	conexão	Stryker;	14050-89525009-Lâmina	de	serra
89,5x25,0x0,9mm	-	conexão	Stryker;	14050-58026706-Lâmina	de	serra
58,0x26,7x0,6mm	-	conexão	Stryker;	14050-83529013-Lâmina	de	serra
83,5x29,0x1,3mm	-	conexão	Stryker;	1406-20045004-Lâmina	de	serra
20,0x45,0x0,4mm	-	conexão	Micro Air;	1406-20067006-Lâmina	de	serra
20,0x67,0x0,6mm	-	conexão	Micro Air;	14060-15040025-Lâmina	de	serra
15,0x4,0x0,25mm	-	conexão	Micro Air;	14060-19869025-Lâmina	de	serra
19,8x6,9x0,25mm	-	conexão	Micro Air;	14060-29070025-Lâmina	de	serra
29,0x7,0x0,25mm	-	conexão	Micro Air;	14060-14776025-Lâmina	de	serra
14,7x7,6x0,25mm	-	conexão	Micro Air;	14060-21679025-Lâmina	de	serra

21,6x7,9x0,25mm - conexão Micro Air; 14060-110100025-Lâmina de serra
 11,0x10,0x0,25mm - conexão Micro Air; 14060-1851015025-Lâmina de serra
 18,5x10,15x0,25mm - conexão Micro Air; 14060-198127025-Lâmina de serra
 19,8x12,7x0,25mm - conexão Micro Air; 14060-290127025-Lâmina de serra
 29,0x12,7x0,25mm - conexão Micro Air; 14061-25404-Lâmina de serra
 24,5x0,4x0,75mm - conexão Micro Air; 14061-38104-Lâmina de serra
 38,1x0,4x0,75mm - conexão Micro Air; 14061-40105-Lâmina de serra
 40,1x0,5mm - conexão Micro Air; 1415-6013089-Lâmina de serra
 60x13x0,89mm - conexão DeSoutter; 1415-6013100-Lâmina de serra
 60x13x1,00mm - conexão DeSoutter; 1415-6013119-Lâmina de serra
 60x13x1,19mm - conexão DeSoutter; 1415-6013127-Lâmina de serra
 60x13x1,27mm - conexão DeSoutter; 1415-6013137-Lâmina de serra
 60x13x1,37mm - conexão DeSoutter; 1415-6013147-Lâmina de serra
 60x13x1,47mm - conexão DeSoutter; 1415-9013089-Lâmina de serra
 90x13x0,89mm - conexão DeSoutter; 1415-9013100-Lâmina de serra
 90x13x1,00mm - conexão DeSoutter; 1415-9013119-Lâmina de serra
 90x13x1,19mm - conexão DeSoutter; 1415-9013127-Lâmina de serra
 90x13x1,27mm - conexão DeSoutter; 1415-9013137-Lâmina de serra
 90x13x1,37mm - conexão DeSoutter; 1415-9013147-Lâmina de serra
 90x13x1,47mm - conexão DeSoutter; 1415-9019089-Lâmina de serra
 90x19x0,89mm - conexão DeSoutter; 1415-9019100-Lâmina de serra
 90x19x1,00mm - conexão DeSoutter; 1415-9019119-Lâmina de serra
 90x19x1,19mm - conexão DeSoutter; 1415-9019127-Lâmina de serra
 90x19x1,27mm - conexão DeSoutter; 1415-9019137-Lâmina de serra
 90x19x1,37mm - conexão DeSoutter; 1415-9019147-Lâmina de serra
 90x19x1,47mm - conexão DeSoutter; 1415-9022089-Lâmina de serra
 90x22x0,89mm - conexão DeSoutter; 1415-9022100-Lâmina de serra
 90x22x1,00mm - conexão DeSoutter; 1415-9022119-Lâmina de serra
 90x22x1,19mm - conexão DeSoutter; 1415-9022127-Lâmina de serra
 90x22x1,27mm - conexão DeSoutter; 1415-9022137-Lâmina de serra
 90x22x1,37mm - conexão DeSoutter; 1415-9022147-Lâmina de serra
 90x22x1,47mm - conexão DeSoutter; 1415-9025089-Lâmina de serra
 90x25x0,89mm - conexão DeSoutter; 1415-9025100-Lâmina de serra

90x25x1,00mm	-	conexão	DeSoutter;	1415-9025119-Lâmina	de	serra
90x25x1,19mm	-	conexão	DeSoutter;	1415-9025127-Lâmina	de	serra
90x25x1,27mm	-	conexão	DeSoutter;	1415-9025137-Lâmina	de	serra
90x25x1,37mm	-	conexão	DeSoutter;	1415-9025147-Lâmina	de	serra
90x25x1,47mm	-	conexão	DeSoutter;	1415-7031089-Lâmina	de	serra
70x31x0,89mm	-	conexão	DeSoutter;	1415-7031100-Lâmina	de	serra
70x31x1,00mm	-	conexão	DeSoutter;	1415-7031119-Lâmina	de	serra
70x31x1,19mm	-	conexão	DeSoutter;	1415-7031127-Lâmina	de	serra
70x31x1,27mm	-	conexão	DeSoutter;	1415-7031137-Lâmina	de	serra
70x31x1,37mm	-	conexão	DeSoutter;	1415-7031147-Lâmina	de	serra
70x31x1,47mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-7513089-Lâmina	de	serra
75x13x0,89mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-7513100-Lâmina	de	serra
75x13x1,00mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-7513119-Lâmina	de	serra
75x13x1,19mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-7513127-Lâmina	de	serra
75x13x1,27mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-7513137-Lâmina	de	serra
75x13x1,37mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-7513147-Lâmina	de	serra
75x13x1,47mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9013089-Lâmina	de	serra
90x13x0,89mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9013100-Lâmina	de	serra
90x13x1,00mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9013119-Lâmina	de	serra
90x13x1,19mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9013127-Lâmina	de	serra
90x13x1,27mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9013137-Lâmina	de	serra
90x13x1,37mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9013147-Lâmina	de	serra
90x13x1,47mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9019089-Lâmina	de	serra
90x19x0,89mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9019100-Lâmina	de	serra
90x19x1,00mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9019119-Lâmina	de	serra
90x19x1,19mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9019127-Lâmina	de	serra
90x19x1,27mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9019137-Lâmina	de	serra
90x19x1,37mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9019147-Lâmina	de	serra
90x19x1,47mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9025089-Lâmina	de	serra
90x25x0,89mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9025100-Lâmina	de	serra
90x25x1,00mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9025119-Lâmina	de	serra
90x25x1,19mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9025127-Lâmina	de	serra
90x25x1,27mm	-	conexão	DeSoutter;	14150-9025137-Lâmina	de	serra

90x25x1,37mm - conexão DeSoutter; 14150-9025147-Lâmina de serra
 90x25x1,47mm - conexão DeSoutter; 1415-7513100-Lâmina de serra
 75x13,0x1,0mm - conexão DeSoutter; 1415-7513119-Lâmina de serra
 75x13,0x1,19mm - conexão DeSoutter; 1415-851908-Lâmina de serra
 85x19,0x0,8mm - conexão DeSoutter; 1415-702508-Lâmina de serra
 70x25x0,8mm - conexão DeSoutter; 1415-8025119-Lâmina de serra
 80x25x1,19mm - conexão DeSoutter; 1415-90245120-Lâmina de serra
 90x24,5x1,2mm - conexão DeSoutter; 14151-116004-Lâmina de serra
 11x6,0x0,4mm - conexão DeSoutter; 14151-251004-Lâmina de serra
 25x10,0x0,4mm - conexão DeSoutter; 14151-351004-Lâmina de serra
 35x10,0x0,4mm - conexão DeSoutter; 14150-249506-Lâmina de serra
 24x9,5x0,6mm - conexão DeSoutter; 14150-349506-Lâmina de serra
 34x9,5x0,6mm - conexão DeSoutter; 14150-321208-Lâmina de serra
 32x12,0x0,8mm - conexão DeSoutter; 14150-601306-Lâmina de serra
 60x13x0,6mm - conexão DeSoutter; 14150-501408-Lâmina de serra
 50x14x0,8mm - conexão DeSoutter; 14150-702508-Lâmina de serra
 70x25x0,8mm - conexão DeSoutter; 14152-161007-Lâmina de serra
 16x10x0,7mm - conexão DeSoutter; 14152-251007-Lâmina de serra
 25x10x0,7mm - conexão DeSoutter; 14152-351007-Lâmina de serra
 35xx10x0,7mm - conexão DeSoutter; 14153-251004-Lâmina de serra
 25x10x0,4mm - conexão DeSoutter; 14154-1004025-Lâmina de serra
 10,0x4x0,25mm - conexão DeSoutter; 14154-15704-Lâmina de serra
 15x7,0x0,4mm - conexão DeSoutter; 14154-25704-Lâmina de serra
 25x7,0x0,4mm - conexão DeSoutter; 14155-233205-Lâmina de serra
 23x32,0x0,5mm - conexão DeSoutter; 1405-9023137- Lâmina de serra
 85mmx23mm - conexão Stryker System 6; 1406-9025100- Lâmina de serra
 85mmx25mm - conexão NEW Stryker; 1406-9025127- Lâmina de serra
 85mmx25mm - conexão NEW Stryker; 1406-9025137- Lâmina de serra
 85mmx25mm de largura - conexão NEW Stryker; 1420-9025100- Lâmina de
 serra 85mmx25mm de largura, espessura 1.00mm calibrado - conexão
 DeSoutter DPX; 1420-9025127- Lâmina de serra, profundidade do corte
 85mmx25mm de largura, espessura 1.27mm calibrado - conexão DeSoutter
 DPX; 1420-9025137- Lâmina de serra, profundidade do corte 85mmx25mm de

largura, espessura 1.37mm calibrado - conexão DeSoutter DPX; 1490-90124120- Lâmina reciprocante, profundidade do corte 90mmx12,4mm de largura, espessura 1,20mm calibrado - conexão Hall; 4-837-1- Lâmina reciprocante, profundidade do corte 34mmx7,0mm de largura, espessura 1,00mm calibrado - conexão Mahe;

MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO

Lâmina de Serra Estéril

INDICAÇÃO DE USO

A Lâmina de Serra é um produto desenhado e construído para ser utilizado durante procedimentos cirúrgicos com objetivo de realizar cortes em tecido ósseo-cartilaginoso. Para a realização do processo de corte é necessária uma Serra Oscilante (registro a parte na ANVISA).

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A serra oscilante pneumática gera um movimento oscilante em seu cabeçote, o qual é transferido para a lâmina, que através dos dentes de serra na extremidade da mesma irá cortar o tecido ósseo.

MODO DE USO

- Selecionar a lâmina de serra que será utilizada e adaptá-la na parte dianteira da empunhadura da máquina (serra oscilante), para isso fazendo uma pressão na parte inferior do local de adaptação da lâmina a fim de liberar o espaço para introduzir a lâmina de modo que, após a lâmina locada, a liberação da pressão irá travá-la em sua posição de uso.
- Destrave a máquina (Serra Oscilante) girando a trava da parte posterior da empunhadura e realize um teste acionando o gatilho e observando o funcionamento da mesma, quanto à velocidade e movimento da lâmina. Para uso correto da máquina (serra oscilante), consulte as Instruções de Uso da mesma.

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO / LIMPEZA

Óxido de Etileno

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na caixa até o momento do uso com os devidos cuidados da área médico-hospitalar. O produto deve ser conservado em temperatura ambiente (10°C - 40°C), em lugar seco e fresco com umidade relativa em torno de 30% evitando seu armazenamento em lugares úmidos. Inspeccionar a caixa de esterilização, antes do uso.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

Os produtos devem ser transportados e armazenados em ambiente limpo, arejado, em local seco e fresco com umidade relativa em torno de 30%, a uma temperatura ambiente (10°C - 40°C) e não devem ser deixados à ação de intempéries.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Todas as pessoas envolvidas no recebimento e manuseio dos produtos devem estar familiarizados com os procedimentos recomendados, a fim de minimizar o risco e a ocorrência de dano. As lâminas devem ser transportadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração. A manipulação deverá ser feita apenas por pessoas especializadas na área médico-hospitalar.

Advertências

- Todas as lâminas de serra devem ser usadas no sistema da peça de mão com alimentação apropriada.
- As lâminas de serra devem ser inseridas o mais profundamente possível na peça de mão para garantir seu encaixe.
- As lâminas de serra devem ser testadas antes do contato com o osso. - Alavancagem, bloqueio e flexão deve ser evitada, pois pode acarretar a ruptura do material.

- Quando são utilizados templates, apenas devem ser utilizadas lâminas de serra com espessura do corte que não exceda a espessura do molde. Antes de ser utilizado no paciente, a livre mobilidade da lâmina de serra deve ser assegurada.
- Compressão, alavancagem e flexão da lâmina de serra deve ser evitado enquanto no template. Caso contrário, a lâmina de serra ou modelo será superaquecido, o que leva a interferência das lâminas de serra ou necrose térmica.
- Contato da lâmina de serra com dispositivo de guia ou objetos metálico devem ser evitados. Caso contrário, os danos da lâmina da serra e do dispositivo de guia pode ocorrer. Pressão de contato excessivo deve ser evitado, pois isso pode levar a: danos às superfícies da lâminas; quebra da lâmina, redução da vida útil de lâmina, geração de calor excessivo, necrose térmica.
- A fim de evitar a geração de calor indesejada, refrigeração suficiente deve ser fornecida. A falta de refrigeração pode gerar calor, o que acarreta numa remoção insuficiente das lascas do osso que entopem os dentes da lâmina de serra, e prejudica a ação de corte.
- O resfriamento insuficiente, pode causar danos irreversíveis ao osso e tecido circundante (necrose térmica).
- Lâminas danificadas podem causar vibrações e alta pressão de contato e assim levar a superfícies ásperas.
- Lâminas de serra tortas ou danificadas têm que ser resolvidas imediatamente.
- Lâminas de serra danificadas acarreta numa maior pressão de contato que resulta em aumento da temperatura de funcionamento

Fabricante:

Mahe Medical GmbH Friedrich – Wohler –
 Strabe 10, 78576 Emmingen
 Liptingen, Alemanha
 Telefone: +49 7465 9275-0 Fax: +49 7465
 9275-29
 Email: info@mahe-med.de
www.mahe-med.de

Distribuidor/ Importador:

Bone Surgical Equipamentos Médicos Eireli.
 C.N.P.J / M.F: 04.408.009/0001-97 I.E.
 110.129.500.117
 Rua Vergueiro, n.º 2.016 – 1º e 2º andar -
 Vila Mariana
 Cep.: 04102-000 São Paulo – SP /
 Fone.: (0xx 11) 5904-0215
 Resp. Técnico: Maria Cristina Ferrari
 Bruzadin
 COREN-SP n.º 140236277
 Site: www.bonesurgical.com.br
 E-mail: bonesurgical@bonesurgical.com.br

Representante do Responsável Legal	Responsável Técnica
Gilmar Ferreira Do Nascimento	Maria Cristina Ferrari Bruzadin
RG n.º 26.464.683-5	COREN-SP n.º 14023627

