

*Esta instrução de uso é aplicável aos itens descritos a seguir:*

**"Template Citieffe"**

SF1380

## **MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO**

### **Template Citieffe**

#### **INDICAÇÃO DE USO**

O Template Citieffe é indicado para cirurgias de colocação de fixador externo, indicando a dimensão correta do fixador externo a ser usado (registro Anvisa a parte), o local correto para inserção do fio guia e dos parafusos ósseos (registro Anvisa a parte)

#### **PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO**

O Template Citieffe foi desenvolvido para indicar a dimensão correta do fixador externo a ser usado (registro Anvisa a parte), o local correto para inserção do fio guia e dos parafusos ósseos (registro Anvisa a parte).

#### **MODO DE USO**

Utilizar os instrumentais conforme técnica cirúrgica definida pelo cirurgião.

#### **MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO / LIMPEZA**

Óxido de Etileno

#### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Armazene em temperatura entre 10°C e 40°C. E, ambiente seco e fresco com umidade relativa em torno de 30%. Os dispositivos devem ser armazenados em local adequado e não devem ser danificados.

#### **CONDIÇÕES DE TRANSPORTE**

O template devem ser transportados e armazenados em ambiente limpo, arejado, em local seco e fresco com umidade relativa em torno de 30%, a uma temperatura ambiente (10°C-40°C).

#### **CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO**

Quando o template estiver sendo removido de sua embalagem original, as regras de assepsia devem ser observadas. A intervenção cirúrgica deve ser realizada por profissionais médicos, com adequada experiência no procedimento a ser realizado.

#### **Advertências**

A intervenção deve ser realizada por profissionais médicos, com adequada experiência no procedimento a ser realizado. O fabricante não recomenda a reesterilização dos componentes, por se tratar de material que sofre alteração com o processo de reesterilização, não garantindo assim sua eficiência após a reesterilização.

**Fabricante:**

Citieffe S.r.l.

Via Armaroli, 21

40012 Calderara di Reno

Bologna – Itália

Tel +39 051 72 18 50

Fax +39 051 72 18 70

Site: [www.citieffe.com](http://www.citieffe.com)**Distribuidor/ Importador:**

Bone Surgical Equipamentos Médicos Eireli.

C.N.P.J / M.F: 04.408.009/0001-97 I.E.  
110.129.500.117Rua Vergueiro, n.º 2.016 – 1º e 2º andar -  
Vila MarianaCep.: 04102-000 São Paulo – SP /  
Fone.: (0xx 11) 5904-0215Resp. Técnico: Maria Cristina Ferrari  
Bruzadin

COREN-SP n.º 140236277

Site: [www.bonesurgical.com.br](http://www.bonesurgical.com.br)E-mail: [bonesurgical@bonesurgical.com.br](mailto:bonesurgical@bonesurgical.com.br)

<b>Representante do Responsável Legal</b>	<b>Responsável Técnica</b>
Gilmar Ferreira Do Nascimento RG n.º 26.464.683-5	Maria Cristina Ferrari Bruzadin COREN-SP n.º 14023627